

Mt-Co3 Anticuerpo Policlonal De Conejo - Mt-Co3 Rabbit Pab

Número de artículo: CM0025859

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MT-CO3 para aplicaciones de WB y ELISA, que reacciona con especies de ratón y rata. Este anticuerpo se genera contra un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 del MT-CO3 de ratón (NP_904334.1). Adecuado para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-CO3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COX3; MT-CO3
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	4514
ID de Gen	17710
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MT-CO3 de ratón (NP_904334.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo