


Anticuerpo Policlonal De Conejo Mt-Nd1 (Anti-Nadh Deshidrogenasa Subunidad 1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03886

Número de artículo: CM0023472



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MT-ND1 humano (subunidad 1 de NADH deshidrogenasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Peso molecular objetivo 36kDa. Ideal para la investigación del complejo mitocondrial I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-ND1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTND1; ND1; MT-ND1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	4535
GenelD	4535
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MT-ND1 humano (YP_003024026.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03886
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo