


Anticuerpo Policlonal De Conejo Mt-Nd1 Para Wb Y Elisa - P03888

Número de artículo: CM0025788



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MT-ND1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce la cadena 1 de la NADH-ubiquinona oxidorreductasa humana y de ratón, una subunidad clave del Complejo I mitocondrial. Ideal para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-ND1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Trnl; MT-ND1
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	4535
ID de Gen	17716
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P03888
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo