

Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Mt-Nd3 - Mt-Nd3

Número de artículo: CM0030955

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra MT-ND3, obtenido a partir de un péptido sintético que cubre los aminoácidos 1-100 de la MT-ND3 de ratón. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Peso molecular predicho de 13 kDa. Ideal para investigación sobre el complejo I mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de conejo contra MT-ND3
Observaciones/Alias	ND3; MT-ND3
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	4537
ID del Gen (Ratón)	17718
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la MT-ND3 de ratón (NP_904335.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso Molecular de la Proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo