

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mt-Nd4 - Mt-Nd4

Número de artículo: CM0030179

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige específicamente a MT-ND4 (ND4), una subunidad central del complejo I mitocondrial. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, reconoce muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la función mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MT-ND4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ND4; MT-ND4
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	4538
ID de Gen (Ratón)	17719
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 360-459 del MT-ND4 de ratón (NP_904337.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo