


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Mtap Para Wb, Elisa - Q13126

Número de artículo: CM0006213



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MTAP humano para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la vía de recuperación de metionina y las vías de biosíntesis de poliaminas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTAP mAb de conejo
Notas/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4507
GeneID	4507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de la proteína MTAP humana (NP_002442.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13126
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo