

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mtf2 Para Wb Y Elisa - Q9Y483

Número de artículo: CM0025096



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTF2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios del complejo PRC2 y investigación sobre la diferenciación de células embrionarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTF2 Rabbit pAb
Notas / Alias	M96; PCL2; TDRD19A; dj976013.2; MTF2
Especie	Humano
GeneID (humano)	22823
GeneID	22823
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de MTF2 humano (NP_001157864.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y483
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo