

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mthfr Para Wb, Elisa - P42898

Número de artículo: CM0018491



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la metilentetrahidrofolato reductasa humana (MTHFR), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a rata. Esencial para estudiar el metabolismo del folato y la metionina, y variantes de enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTHFR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTHFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4524
GeneID	4524
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de MTHFR humana (NP_005948.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P42898
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo