


Mtif2 Pab De Conejo - P46199

Número de artículo: CM0023498



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra el factor de iniciación de la traducción mitocondrial IF-2 (MTIF2), apto para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la síntesis de proteínas mitocondriales y vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTIF2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MTIF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4528
GeneID	4528
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 428-727 de la MTIF2 humana (NP_002444.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46199
Peso de la proteína	81kDa
Envío	Bolsa de hielo