

Mtor Rabbit Pab - P42345

Número de artículo: CM0019663



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo mTOR validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Regulador central del crecimiento y metabolismo celular; adecuado para investigación de señalización y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mTOR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2475
GeneID	2475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de mTOR humana (NP_004949.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Envío	Bolsa de hielo