

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mtx1 (Pab) Para Wb, Elisa - Q13505

Número de artículo: CM0024701

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MTX1 (Metaxina-1), una proteína de la membrana externa mitocondrial involucrada en la importación de proteínas. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en transporte mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MTX1
Observaciones/Alias	MTX; MTXN; MTX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4580
GeneID	4580
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 186-435 de la MTX1 humana (NP_942584.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13505
Peso molecular de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo