

Mx1 Pab De Conejo - P20591

Número de artículo: CM0021127



Introducción

Anticuerpo policlonal contra la proteína MX1 de unión a GTP inducida por interferón validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con MX1 humano y de ratón. Ideal para investigación de inmunidad innata antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MX1 pAb de conejo
Notas / Alias	MX; MxA; IFI78; IFI-78K; IncMX1-215; MX1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4599
GeneID	4599
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la MX1 humana (NP_001171517.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20591
Peso de la proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo