

Pab De Conejo Anti-Myb Para Wb, Elisa - P10242

Número de artículo: CM0017661

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MYB (P10242) para WB y ELISA. Derivado de un inmunógeno peptídico sintético dentro de los aminoácidos 380-640 del MYB humano. Adecuado para muestras humanas en investigaciones de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MYB
Observaciones/alias	efg, Cmyb, c-myb, c-myb_CDS, MYB
Especie	Humano
GeneID (humano)	4602
GeneID	4602
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 380-640 del MYB humano (NP_005366.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10242
Peso de la proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo