

Myf5 Rabbit Pab Para Wb - P13349

Número de artículo: CM0022330



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MYF5 validado para WB y ELISA. Reacciona con MYF5 humano y de ratón, un factor de transcripción crítico para la diferenciación muscular. Ideal para la investigación de miogénesis y estudios del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYF5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EORVA; bHLHc2; MYF5
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4617
ID de gen	4617
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-220 del MYF5 humano (NP_005584.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13349
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo