

## Myf6 Rabbit Pab Para Wb Y Elisa - P23409

Número de artículo: CM0013270

### Introducción

El MYF6 Rabbit pAb (P23409) es un anticuerpo policlonal para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta MYF6 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción de 27 kDa crítico para la diferenciación del músculo esquelético.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MYF6 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | CNM3; MRF4; myf-6; bHLHc4; MYF6                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GenelD (humano)     | 4618                                                                                                                              |
| GenelD              | 4618                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-180 de MYF6 humano (NP_002460.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P23409                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 27kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |