

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Myh10 Para Wb Y Elisa - P35580

Número de artículo: CM0015151



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYH10 humano (Miosina-10), validado para Western blot y ELISA. Detecta MYH10 humano, de ratón y de rata con un peso molecular predicho de 229 kDa. Ideal para estudios sobre motilidad celular, citocinesis y entrada viral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MYH10 pAb de Conejo                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | NMMHCB; NMMHC-IIB; MYH10                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID de Gen (Humano)  | 4628                                                                                                                                     |
| ID de Gen           | 4628                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1908-2007 del MYH10 humano (NP_001242941.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                      |
| SWISS               | P35580                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 229kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |