


Mab De Conejo Contra Myh14 Para Wb, If-P, Elisa - Q7Z406

Número de artículo: CM0004360



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MYH14 validado para WB, IF-P, ELISA; reactivo con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la citocinesis, la forma celular y las funciones de la miosina no muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MYH14
Observaciones/Alias	DFNA4; MHC16; MYH17; PNMHH; DFNA4A; miosina; FP17425; NMHC II-C; NMHC-II-C; MYH14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79784
GeneID	79784
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 600-700 de MYH14 humana (NP_079005.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z406
Peso de la proteína	228kDa
Envío	Bolsa de hielo