

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Myh6 Para Wb, If-P, Elisa - P13533

Número de artículo: CM0010574

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MYH6 humano (alfa-MHC) adecuado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Para estudios de contracción del músculo cardíaco y mutaciones asociadas a cardiomiopatía. SWISS: P13533.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYH6 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alfa-MHC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4624
GeneID	4624
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 160-260 del MYH6 humano (NP_002462.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13533
Peso Proteico	224kDa
Envío	Bolsa de hielo