

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Myh6/A-Mhc Para Wb, If-P, Elisa - P13533

Número de artículo: CM0018022

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MYH6/ $\alpha$ -MHC, validado para WB, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del músculo cardíaco y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo MYH6/ $\alpha$ -MHC                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | ASD3, MYHC, SSS3, CMH14, MYHCA, CMD1EE, $\alpha$ -MHC, MYH6/ $\alpha$ -MHC                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de gen (Humano)  | 4624                                                                                                                               |
| ID de gen           | 4624                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de MYH6/ $\alpha$ -MHC humano (NP_002462.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                        |
| SWISS               | P13533                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 224 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |