

Myh6/A α -Mhc Rabbit Mab - Q02566

Número de artículo: CM0010348



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MYH6/A α -MHC, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta la miosina-6 de ratón y rata (cadena pesada de miosina del músculo cardíaco alfa). Ideal para la investigación de la contractilidad cardíaca y estudios de biología muscular. SWISS: Q02566.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYH6/A α -MHC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4624
GeneID	17888
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 621-720 del MYH6/A α -MHC de ratón (NP_034986.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q02566
Peso proteico	224 kDa
Envío	Bolsa de hielo