

Myh6/Myh7 Polymab® De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13533 / P12883

Número de artículo: CM0009406

Introducción

PolymAb® recombinante de conejo contra MYH6/MYH7 humano (cadena pesada de miosina cardíaca alfa/beta). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYH6/MYH7 PolymAb® de conejo
Observaciones/Alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alfa-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Especie	Humano
GeneID (humano)	4624/4625
GeneID	4624/4625
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1730-1830 de MYH6/MYH7 humano (NP_002462.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13533/P12883
Peso proteico	223kDa
Envío	Bolsa de hielo