

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Myl2 Para Wb, If-P, Elisa - P10916

Número de artículo: CM0011507



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo MYL2 es un anticuerpo monoclonal validado para WB, IF-P, ELISA. Se dirige a MYL2 (MLC2) humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del músculo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo MYL2
Observaciones/Alias	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4633
ID del Gen	4633
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P10916
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo