

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mylk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q32Mk0

Número de artículo: CM0026703

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MYLK3 (Cardiac-MLCK), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón, detecta una proteína de ~88 kDa. Ideal para estudios de sarcómero cardíaco y señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-MYLK3
Observaciones/Alias	MLCK; MLCK2; caMLCK; MYLK3
Especie	Humano
GeneID (humano)	91807
GeneID	91807
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de MYLK3 humano (NP_872299.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q32MK0
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo