

Anticuerpo Policlonal De Conejo Myo10 Para Wb, Elisa - Q9HD67

Número de artículo: CM0018258



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo MYO10 (Q9HD67) es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido contra MYO10 humano con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar las funciones de la miosina-X en la adhesión celular, filopodios y transporte intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo MYO10
Observaciones/Alias	MyoX; MYO10
Especie	Humano
ID del Gen	4651 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 845-944 de MYO10 humano (NP_036466.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HD67
Peso Proteico	237kDa
Envío	Bolsa de hielo