

Anticuerpo Policlonal De Conejo Myo5A Para Wb, Elisa - Q9Y4I1

Número de artículo: CM0025685



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo MYO5A es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra la proteína recombinante humana MYO5A. Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la función del motor miosina-Va, el transporte de melanosomas y la polarización neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYO5A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GS1; MYO5; MYH12; MYR12; MYO5A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 950-1150 de MYO5A humano (NP_000250.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4I1
Peso Proteico	215kDa
Envío	Bolsa de hielo