


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myoc Para Wb, Elisa - Q99972

Número de artículo: CM0024287



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra MYOC humano (Miofilina). Validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano y ratón. Ideal para investigación en glaucoma, adhesión celular y migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-MYOC
Observaciones/Alias	GPOA; JOAG; TIGR; GLC1A; JOAG1; MYOC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4653
GeneID	4653
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99972
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo