

Myod1 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - P15172

Número de artículo: CM0016729

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo MyoD1 dirigido contra la MyoD1 humana (SWISS: P15172) ofrece una detección fiable en WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón, apoyando la investigación sobre diferenciación muscular y miogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MyoD1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PUM; MYF3; MYOD; CMYP17; bHLHc1; MYODRIF; MyoD1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	4654
ID del gen	4654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 226-300 de la MyoD1 humana (NP_002469.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P15172
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo