


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Mioglobina Para Wb Y Elisa - P02144

Número de artículo: CM0003517



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Mioglobina humana (P02144), adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta la Mioglobina de ratón y rata. Esencial para estudios sobre transporte de oxígeno, fisiología muscular y actividad de nitrito reductasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Mioglobina (mAb)
Observaciones/Alias	MYOSB; PVALB; Mioglobina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4151
GeneID	4151
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 55-154 de la Mioglobina humana (P02144).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P02144
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo