

Anticuerpo Policlonal De Conejo Myom2 Para Wb, Elisa - P54296

Número de artículo: CM0019029

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo MYOM2 es un anticuerpo policlonal generado contra MYOM2 humano. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata, siendo adecuado para el estudio de la arquitectura de la banda M miofibrilar y la organización del sarcómero.

[Aprende más](#)

Parámetro	
Nombre del Producto	MYOM2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TTNAP; MYOM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9172
GeneID	9172
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del MYOM2 humano (NP_003961.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54296
Peso Proteico	165kDa
Envío	Bolsa de hielo