


Pab De Conejo Myot Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf9

Número de artículo: CM0026831



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la miotilina humana (MYOT). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de células musculares y ensamblaje de miofibrillas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo MYOT
Notas/Alias	MF3; TTID; TTOD; LGMD1; LGMD1A; MYOT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9499
GeneID	9499
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 259-314 de la MYOT humana (NP_001129412.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBF9
Peso molecular de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo