

Pab De Conejo Contra Myoz2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npc6

Número de artículo: CM0028597

Introducción

El pAb de conejo contra MYOZ2 es un anticuerpo policlonal aplicable en WB, IF/ICC y ELISA, que reconoce la miozenina-2 (calsarcina-1) de humano, ratón y rata. Es fundamental para la organización de la línea Z del sarcómero y la señalización por calcineurina, adecuado para estudios de músculo cardíaco y esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MYOZ2
Observaciones/Alias	CS-1; CMH16; C4orf5; FATZ-2; MYOZ2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51778
GeneID	51778
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPC6
Peso molecular de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo