

Pab De Conejo Contra N5-Metilcytidina - M5C

Número de artículo: CM0024615

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra N5-Metilcytidina (m5C), una modificación clave del ARN. Validado para IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada humana, apoya la investigación epitranscriptómica y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra N5-Metilcytidina
Observaciones/Alias	m5C; N5-Metilcytidina
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a N5-Metilcytidina / m5C.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
Envío	Bolsa de hielo