

## N6-Metiladenosina / M6A Ratón Mab - A19136

Número de artículo: CM0003140

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra N6-metiladenosina (m6A) validado para dot blot (DB) y ELISA. Detección de la modificación de ARN m6A independiente de la especie. Ideal para aplicaciones de investigación epigenética y de ARN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | N6-metiladenosina / m6A Ratón mAb                              |
| Observaciones/Alías | N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A                |
| ID de Gen (Humano)  | m6A                                                            |
| Inmunógeno          | Compuestos químicos correspondientes a N6-metiladenosina / m6A |
| Origen              | Ratón                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                       |
| Aplicación          | DB, ELISA                                                      |
| Reactividad Cruzada | Independiente de la especie                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                 |