

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra La N6-Metiladenosina (M6A) Para Merip, Elisa, If/Icc, Db Y Matriz De Nucleótidos

Número de artículo: CM0000064

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la N6-metiladenosina (m6A) para aplicaciones de meRIP, ELISA, IF/ICC, DB y matriz de nucleótidos. Exhibe reactividad cruzada independiente de la especie. Adecuado para estudios epitranscriptómicos y mapeo de modificaciones de ARN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo contra N6-metiladenosina / m6A |
| Observaciones/Alias | N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A                |
| ID del gen (Humano) | m6A                                                            |
| Inmunógeno          | Compuestos químicos correspondientes a N6-metiladenosina / m6A |
| Origen              | Conejo                                                         |
| Categoría           | Otros anticuerpos modificados                                  |
| Aplicación          | DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Matriz de nucleótidos                |
| Reactividad cruzada | Independiente de la especie                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                 |