

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra N6-Metiladenosina (M6A) Para Merip, Dot Blot, Elisa Y Microarreglos De Nucleótidos

Número de artículo: CM0000050

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-m6A independiente de especie validado para meRIP, dot blot, ELISA, IF/ICC y microarreglos de nucleótidos. Adecuado para investigación de modificaciones de ARN y desarrollo de ensayos epitranscriptómicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	N6-metiladenosina / m6A Rabbit pAb
Observaciones / Alias	N6-metiladenosina; m6A; N6-metiladenosina / m6A
ID génico (Humano)	m6A
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a N6-metiladenosina / m6A
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Microarreglo de nucleótidos
Reactividad cruzada	Independiente de especie
Envío	Bolsa de hielo