


Anticuerpo Policlonal De Conejo Naa60 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7X0

Número de artículo: CM0028487



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NAA60 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. La N-alfa-acetiltransferasa 60 (NatF) acetila proteínas transmembrana, esencial para la segregación cromosómica. Ideal para investigación en cáncer y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAA60 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HAT4; NatF; NAT15; hNaa60; NAA60
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79903
GeneID	79903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-184 del NAA60 humano (NP_001077070.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H7X0
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo