


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Naf1 Para Wb, Elisa - Q96Hr8

Número de artículo: CM0022331



Introducción

Generado contra una proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 150-400 de la NAF1 humana, este anticuerpo reconoce la NAF1 de humano, ratón y rata para aplicaciones de Western blot y ELISA en investigación sobre biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAF1 Rabbit pAb (Anticuerpo policlonal de conejo)
Observaciones/Alias	NAF1
Especie	Humano
GeneID	92345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-400 de la NAF1 humana (NP_612395.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96HR8
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo