


Anticuerpo Policlonal Nagk Conejo Para Wb, Elisa - Q9Uj70

Número de artículo: CM0030282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NAGK validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre la función de la quinasa GlcNAc en el metabolismo de glicanos y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb Conejo NAGK
Observaciones/Alias	GNK; HSA242910; NAGK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55577
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-210 de NAGK humano (NP_060037.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJ70
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo