

Naif1 Rabbit Pab - Q69Yi7

Número de artículo: CM0018421

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra la proteína 1 inductora de apoptosis nuclear (NAIF1) de 35 kDa para aplicaciones de WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NAIF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C9orf90; bA379C10.2; NAIF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	203245
GeneID	203245
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la NAIF1 humana (NP_931045.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q69YI7
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo