


## Nanog Mab De Conejo - Q80Z64

Número de artículo: CM0012146



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Nanog de ratón (proteína homeobox NANOG). Validado para ELISA, WB, ChIP y citometría de flujo intracelular. Reacciona de forma cruzada con Nanog humano. Ideal para investigación en células madre y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Nanog mAb de conejo                                                                                                                                          |
| Notas / Alias       | ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik                                                                                                                              |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 79923                                                                                                                                                        |
| GeneID              | 71950                                                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-305 del Nanog de ratón (NP_082292.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                     |
| Aplicación          | ELISA, WB, ChIP, FC (intra)                                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                                |
| SWISS               | Q80Z64                                                                                                                                                       |
| Peso de la proteína | 34kDa                                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                               |