

Anticuerpo Policlonal De Conejo Napsa Para Wb Para If-P, Elisa - O96009

Número de artículo: CM0026045

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NAPSA de alta calidad validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la función de napsina-A en el procesamiento del surfactante de neumocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAPSA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; NAPSA
Especie	Humano
GenelD	9476
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 321-420 de NAPSA humano (NP_004842.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O96009
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo