

Anticuerpo Policlonal De Conejo Nat10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0A0

Número de artículo: CM0026060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NAT10 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Dirigido a NAT10 humano y de rata, una RNA citidina acetiltransferasa de 116 kDa involucrada en la modificación ac4C de mRNA y rRNA y en la biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NAT10
Observaciones/Alias	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55226
ID de Gen	55226
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de NAT10 humano (NP_078938.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H0A0
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo