

Anticuerpo Policlonico De Conejo Nat2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11245

Número de artículo: CM0013388



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra NAT2 para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con NAT2 de humano, ratón y rata (SWISS: P11245). Adecuado para estudios de metabolismo de fármacos, bioactivación de carcinógenos y farmacogenómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NAT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAC2; PNAT; NAT-2; NAT2
Especie	Humano
GeneID (humano)	10
GeneID	10
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 171-290 de la NAT2 humana (NP_000006.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11245
Peso de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo