


Anticuerpo Policlonal De Conejo Nav2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8IVL1

Número de artículo: CM0018806



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo NAV2 (SWISS Q8IVL1) específico para humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA; detecta una proteína de 268kDa involucrada en el desarrollo neuronal y la organización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo NAV2
Observaciones/Alias	HELAD1; RAINB1; POMFIL2; UNC53H2; STEERIN2; NAV2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	89797
ID del Gen	89797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1800-1980 de NAV2 humano (NP_660093.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IVL1
Peso de la Proteína	268kDa
Envío	Bolsa de hielo