

## Anticuerpo Policlonal Anti-Ncapd2 Para Wb Y Elisa - Q15021

Número de artículo: CM0022552

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NCAPD2, validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad en muestras humanas, de ratón y de rata. Subunidad 1 del complejo condensina, esencial para la condensación cromosómica y la investigación de la mitosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | pAb de conejo contra NCAPD2                                                                                                               |
| Observaciones/Alias           | CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2; NCAPD2                                                                                                    |
| Especie                       | Humana                                                                                                                                    |
| ID del gen (humano)           | 9918                                                                                                                                      |
| ID del gen                    | 9918                                                                                                                                      |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1250-1350 de NCAPD2 humano (NP_055680.3) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                  |
| Aplicación                    | WB,ELISA                                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada           | Humana, ratón, rata                                                                                                                       |
| SWISS                         | Q15021                                                                                                                                    |
| Peso molecular de la proteína | 157kDa                                                                                                                                    |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                            |