


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Ncoa4 Para Wb, Ip, Elisa - Q13772

Número de artículo: CM0004523



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NCOA4 (Q13772) validado para WB, IP, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de ferritinofagia, homeostasis del hierro y coactivador de receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NCOA4
Notas/Alias	RFG; ELE1; PTC3; ARA70; NCOA4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8031
ID del gen	8031
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13772
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo