


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ncr3 Para Wb, Elisa - O14931

Número de artículo: CM0029910



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NCR3 de alta calidad (pAb) para WB, ELISA. Reactivo con NCR3 humano (NKp30, 22kDa). Ideal para investigación en citotoxicidad de células NK e inmunología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo NCR3 (pAb)
Observaciones/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30; NCR3
Especie	Humano
GeneID (humano)	259197
GeneID	259197
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 del NCR3 humano (NP_667341.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14931
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo