

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ncs1 Para Wb Y Elisa - P62166

Número de artículo: CM0002129



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo NCS1 recombinante validado para Western blot y ELISA. Detecta el sensor de calcio neuronal 1 humano, de ratón y de rata con una banda predicha de 22 kDa. Ideal para investigación en neurociencia y señalización de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NCS1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FLUP; FREQ; NCS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23413
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 91-190 del NCS1 humano (P62166).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62166
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo