

Anticuerpo Policlonal Anti-Ndp De Conejo - Q00604

Número de artículo: CM0020859



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Norrina (NDP) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con NDP humano. Ideal para investigación de vascularización retiniana y señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal anti-NDP de conejo
Observaciones/Alias	ND; EVR2; FEVR; NDP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4693
GeneID	4693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-133 de NDP humano (NP_000257.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q00604
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo