


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ndufa2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43678

Número de artículo: CM0031037



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NDUF2 humano (subunidad Complejo I-B8), validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Apto para investigación de la cadena respiratoria mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NDUF2
Observaciones/Alias	B8; CD14; CIB8; MC1DN13; NDUF2
Especie	Humano
GeneID	4695
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de NDUF2 humano (NP_002479.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43678
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo